

Indicadores Químicos - Tipo 2



Seguridad tomada en serio. Precisión en el monitoreo de los procesos.









INDICADORES DE ALTO RENDIMIENTO DESARROLLADOS POR QUIENES ENTIENDEN SOBRE ESTERILIZACIÓN.

Para el monitoreo de los parámetros fundamentales de esterilización, con seguridad, confiabilidad y precisión. Confíe en la marca de la calidad. Elija siempre Cisa.



VERIFICAR LA CORRECTA PENETRACIÓN DEL VAPOR. CUMPLIR CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE TRATAMIENTO. BRINDAR MÁS SEGURIDAD AL PROCESO.

DETECTAR FALLAS EN LOS EQUIPOS Y EN EL SUMINISTRO DE LAS UTILIDADES.

Indicadores Químicos - Tipo 2

CONOZCA LAS SOLUCIONES PARA EL MONITOREO DE LA ESTERILIZACIÓN.

HTS 100





Dispositivo con tecnología híbrida y multifuncional, que promueve el monitoreo del proceso de esterilización a través de las siguientes pruebas:

- Prueba Desafío con indicador químico (liberador de carga).
- Prueba Bowie&Dick (7 kg).
- Flexibilidad y autonomía para el usuario, en el uso que mejor se adapte a las necesidades cotidianas.
- La tecnología del dispositivo HTS 100 promueve el ahorro de recursos naturales al reducir la generación de residuos hasta en un 99,8% en comparación con el uso de los paquetes de desafío tradicionales.
- Área específica para registrar la información necesaria para la trazabilidad en el indicador químico.



B&D: caja con 50 unidades. SMP: caja con 250 unidades.

Paquete Desafío VAPOR



Se utiliza para el monitoreo de cargas y la evaluación del rendimiento de la esterilización.

Paquete desafío con integrador tipo 5 colorimétrico + indicador biológico.

Opciones con indicadores biológicos de: 20 minutos y 3 horas.



Caja con 20 unidades.



Liberador de carga con integrador

Bowie&Dick



La prueba indica con precisión la completa y adecuada eliminación del aire y de la penetración de vapor.

 De acuerdo con las normas ISO 11140-4 e ISO 11140-5.



Prueba Helix VBTF



Evalúa la capacidad del autoclave de formaldehído para la esterilización de materiales canulados y artículos huecos (cavidades profundas y estrechas).

• De acuerdo con la norma EN 867-5.



Caja con 100 unidades.

Obtenga más información:



www.**cisabrasile**.com.br/es



La información contenida en esta lámina puede sufrir modificaciones sin previo oviso, Inágenes ilustrativas. CISA 73359 - 007/JUN2025.