



We care about life

## Químicos para la Limpieza



El primer  
paso para la  
esterilización.

### UNA LÍNEA COMPLETA PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA.

Además de los detergentes enzimáticos, Cisa ofrece al mercado una amplia línea de soluciones para la limpieza de diversos materiales y la correcta ejecución de la esterilización. Son 4 productos para lubricar, remover la oxidación y el óxido y realizar el pre-lavado. Prefiera la marca de la calidad. Elija Cisa.

#### IDEALES PARA:

ESTABLECIMIENTOS  
DE ASISTENCIA DE  
SALUD.

LIMPIAR, CONSERVAR  
Y PREVENIR LA  
OXIDACIÓN DE LOS  
INSTRUMENTOS.

MANTENER EL MATERIAL HÚMEDO  
Y AYUDAR EN LA REMOCIÓN DE LA  
SANGRE Y RESÍDUOS ORGÁNICOS  
EN LOS INSTRUMENTOS.

MANTENER LAS  
CARACTERÍSTICAS ORIGINALES  
DE FUNCIONAMIENTO DE LOS  
INSTRUMENTOS.

# Químicos para la Limpieza

## SON MUCHOS LOS BENEFICIOS DE CADA PRODUCTO CISA.

### Cisa Preclean

Solución para la pre-limpieza de los instrumentos quirúrgicos después de los procedimientos.



- Optimiza el proceso de limpieza manual y automatizado.
- Mantiene el material húmedo y evita el ressecamiento de la materia orgánica.
- Baja formación de espuma: no perjudica la realización de la limpieza automatizada.
- Facilita la remoción de la sangre en los instrumentos con geometría compleja.
- Ligeramente aromatizado y con un pH neutro.
- Envase: 500 ml (con rociador).

### Cisa Lubri

Lubricante para los instrumentos quirúrgicos en la fase de la lubricación.



- Realiza la lubricación rápidamente.
- Inhibe la corrosión, previene el óxido, las manchas y el endurecimiento de los instrumentos quirúrgicos.
- Se puede utilizar para el lavado manual y las termodesinfectadoras.
- No produce residuos, ni espuma, ni aspecto grasoso.
- Cisa Lubri Concentrado: 1 L (con dosificador) y 5 L.
- Cisa Lubri Listo para usar: 500 ml (con rociador) y 5 L.

### Cisa Nox

Solución concentrada para promover la remoción de la oxidación en los instrumentos quirúrgicos con eficacia y seguridad.



- Aplicación simple.
- No es corrosivo al acero inoxidable y no deja residuos.
- Dilución: 1 parte de producto para 6 partes de agua.
- Envases: 1 L y 5 L.

### Cisa Steel

Solución lista para uso en la remoción de óxido y manchas de las superficies del autoclave y de los otros utensilios en acero inoxidable.



- Aplicación simple y acción rápida.
- No deja residuos.
- Prolonga la vida útil y facilita la limpieza de los autoclaves, cámaras de esterilización, utensilios y superficies en acero inoxidable.
- Envase: 500 ml (con rociador).

Los productos no deben ser aplicados en materiales bañados en oro, plata, níquel o cromo.

Conozca la línea completa de consumibles Cisa para la limpieza.



We care about life

[www.cisabrasile.com.br/es](http://www.cisabrasile.com.br/es)

Obtenga más información:



[www.cisabrasile.com.br/es/produutos/hospitalar/consumiveis/limpeza](http://www.cisabrasile.com.br/es/produutos/hospitalar/consumiveis/limpeza)

La información contenida en este folleto podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.  
Cisa 7.3167-Rev.003/JU/2022.