

# Línea de Identificación

Trazabilidad y  
estandarización.



## ETIQUETAS Y ETIQUETADORA PARA MÁS CONFIABILIDAD EN EL DÍA A DÍA.

Buscando cumplir con la RDC 15, Cisa reúne la calidad y eficiencia en su Línea de Identificación. Son soluciones compuestas por etiquetas para vapor o  $VH_2O_2$  con doble adhesivo e indicadores químicos tipo 1, que indican si los materiales pasaron por el proceso de esterilización. Todo lo que la CE necesita para proporcionar más seguridad y credibilidad a la esterilización.

 **IDEAL PARA:**

ESTABLECIMIENTOS  
DE ASISTENCIA DE  
SALUD.

CUMPLIMIENTO  
DE LA RDC 15.

TENER MÁS  
CONTROL AL  
PROCESO.

MARCACIÓN E  
IDENTIFICACIÓN  
RÁPIDA.

ENVOLTURAS DE TEXTILES,  
SMS, GRADO QUIRÚRGICO  
Y PAPEL CREPE.

# Línea de Identificación

## ELEGIR A CISA SIEMPRE TRAE MUCHOS BENEFICIOS.

### • Trazabilidad

Es posible identificar rápidamente los paquetes por medio de las informaciones como: método de esterilización, fecha de confeccionamiento, fecha de caducidad, equipo, temperatura del ciclo, número de esterilizador, número de lote, operador y código del kit quirúrgico.

### • Estandarización

El uso de etiquetas y del etiquetadora permite que el proceso se realice de manera estandarizada. Así, se hace simple y fácil mantener el nivel de alta calidad.

### • Doble capa adhesiva

La primera hoja debe fijarse en el empaque antes de la esterilización y la segunda hoja, se utiliza para el registro en el expediente medico después de la finalización del proceso. Las etiquetas Cisa están equipadas con un pegamento de alta adherencia, asegurando una perfecta adhesión en todas las etapas del proceso de esterilización, independientemente del tipo de empaque utilizado.

### • Seguridad

La hoja adhesiva asegura la identificación de principio a fin del proceso de esterilización.

### Etiqueta adhesiva para impresora con indicador de vapor

- Compatible con impresoras térmicas.
- Dimensiones: 90 mm x 50 mm (área de impresión: 75 mm x 50 mm)..
- Área central destinada a la impresión de datos (fecha, ciclo, lote, código QR, paciente, etc).

#### Cantidad

- Caja con 5 rollos de 500 etiquetas cada uno.



### Etiquetas de 3 líneas con indicador químico para vapor y VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>

- Imprime hasta 12 caracteres por línea.
- Dimensiones: 27,5 mm x 28 mm.

#### Cantidad

- Vapor: caja de 12 rollos con 500 etiquetas cada uno.
- VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>: caja de 12 rollos con 500 etiquetas cada uno.



### Etiquetadora de 3 líneas

- Cartucho con tinta no tóxica.
- Aplicación para vapor y VH<sub>2</sub>O<sub>2</sub>.
- Caja con 1 unidad.

Tinta no tóxica.



We care about life

[www.cisabrasile.com.br/es](http://www.cisabrasile.com.br/es)

Obtenga más información:



[www.cisabrasile.com.br/es/produtos/hospitalar/consumiveis/identificadores](http://www.cisabrasile.com.br/es/produtos/hospitalar/consumiveis/identificadores)

La información contenida en esta última podrá sufrir alteraciones sin previo aviso.  
CISA 73438 - Rev.005/JUL2025.